

EN

Thank you for purchasing our scale with speaker function. This manual will provide instructions for effective and safe use of the product. Please read it carefully before use and store the manual in a safe place for future reference. If you ever pass the product on to others, this manual should be included.

1. Technical data


| | |
|-----------------|---------------------------------|
| Display | LCD |
| Product size | 28 x 28 x 2,5 cm |
| Weight capacity | 2,5-180 kg |
| Weight accuracy | 0,1 kg |
| Power | 2x AAA batteries (not included) |

2. Safety instructions

- Do not immerse in water.
- Make sure your feet are dry before stepping on the scale.
- Do not stand on the edge of the scale or jump on it.
- Do not drop the device or drop objects on it. This may damage the sensors.
- Do not overload the scale (max 180 kg).
- Place the device on a hard, level and dry surface.
- Do not attempt to repair, disassemble or alter the product yourself.

3. Description of parts

1. LCD display
2. Non-slip feet
3. Control button
4. Battery cover

**4. Operation****Inserting batteries**

1. Remove the battery cover on the back of the scale.
2. Insert 2x AAA batteries, with regards to polarity (+ and -).
3. Replace the battery cover.

Note: Incorrect polarity may damage electronic components.

Using the body scale

1. Place the scale on a hard, level and dry surface.
2. Step briefly onto the scale with dry feet to activate it.
- Wait until the display shows 0,0 kg.
- Stand still for an accurate measurement.
3. The scale will announce and display your weight.
4. It switches off automatically after about 10 seconds.

Note:

- For the most accurate results, weigh yourself at the same time every day.
- Also wake up the scale to recalibrate it if it has been moved.

Control button

Wake up the scale and press the control button, located on the back of the scale to:

• Change languages:

English Dutch French German

En NL Fr DE

• Enable/disable audio: press and hold for 3 seconds

Voice and sounds enabled

on

Voice and sounds disabled

off

Error indication

When an error has occurred, the scale will give an audio signal and display the following symbols:

| | |
|----|--|
| LO | The battery power is running low. Please replace the batteries. |
| OL | The scale is overloaded. Please step off to avoid possible damage to the device. |

5. Disposal

Dispose of the article and the packaging materials in accordance with current local regulations. This product is subject to the provisions of the European Directive 2012/19/EU.



The crossed out wheeled bin symbol means that this product shall not be disposed of with normal household waste. Electronic and Electrical Equipment not included in the selective sorting process are potentially dangerous for the environment and human health due to the presence of hazardous substances. Please dispose of responsibly at an approved waste or recycling facility.



The CE marking is a certification mark that indicates conformity with health, safety and environmental protection standards for products sold within the European Union. The CE marking is the manufacturer's declaration that the product meets the requirements of the applicable EC directives.



Recycling helps to reduce the consumption of resources and reduce the environmental impact. If you wish to discard the packaging, comply to the environmental legislation in your country.

NL

Bedankt voor de aankoop van onze weegschaal met luidsprekerfunctie. Deze handleiding geeft aanwijzingen voor veilig en effectief gebruik van het product. Lees het voor gebruik aandachtig door en bewaar de handleiding op een veilige plaats voor toekomstig gebruik. Als je het product ooit aan anderen doorgeeft, moet deze handleiding worden bijgesloten.

1. Technische gegevens


| | |
|-------------------|--------------------------------------|
| Display | LCD |
| Afmetingen | 28 x 28 x 2,5 cm |
| Weegvermogen | 2,5-180 kg |
| Nauwkeurigheid | 0,1 kg |
| Stroomvoorziening | 2x AAA-batterijen (niet meegeleverd) |

2. Veiligheidsinstructies

- Houd het apparaat droog.
- Zorg ervoor dat je voeten droog zijn voordat je op de weegschaal stapt.
- Ga niet op de rand van de weegschaal staan of erop springen.
- Laat het toestel niet vallen en laat er geen voorwerpen op vallen. Dit kan de sensoren beschadigen.
- Overbelast de weegschaal niet (max 180 kg).
- Plaats het toestel op een harde, vlakke en droge ondergrond.
- Probeer het product niet zelf te repareren, te demonteren of te wijzigen.

3. Beschrijving van onderdelen

1. Lcd-scherm
2. Antislipvoetjes
3. Bedieningsknop
4. Batterijklepje

**4. Bediening****Batterijen plaatsen**

1. Verwijder het batterijdeksel aan de achterkant van de weegschaal.
2. Plaats 2x AAA-batterijen, let op de polariteit (+ en -).
3. Plaats het batterijklepje terug.

Let op: Een verkeerde polariteit kan de elektronische componenten beschadigen.

Gebruik van de weegschaal

1. Plaats de weegschaal op een harde, vlakke en droge ondergrond.
2. Stap kort met droge voeten op de weegschaal om deze te activeren.
- Wacht tot het display 0,0 kg weergeeft.
- Sta stil voor een nauwkeurige meting.
3. De weegschaal zal je gewicht aankondigen en weergeven.
4. Het schakelt automatisch uit na ongeveer 10 seconden.

Let op:

- Voor de meest nauwkeurige resultaten, weeg elke dag op hetzelfde tijdstip.
- Activeer de weegschaal ook om deze opnieuw te kalibreren als het verplaatst is.

Bedieningsknop

Activeer de weegschaal en druk op de bedieningsknop op de achterkant van de weegschaal om:

• Van taal te veranderen:

Engels Nederlands Frans Duits

En NL Fr DE

• Audio in-/uitschakelen: 3 seconden ingedrukt houden

Stem en geluiden ingeschakeld

on

Stem en geluiden uitgeschakeld

off

Foutmelding

Wanneer zich een fout heeft voorgedaan, geeft de weegschaal een geluidssignaal en worden de volgende symbolen weergegeven:

| | |
|----|--|
| LO | De batterijen zijn bijna leeg. Vervang de batterijen. |
| OL | De weegschaal is overbelast. Stap af om mogelijke schade aan het toestel te voorkomen. |

FR

Nous vous remercions d'avoir acheté notre balance avec fonction haut-parleur. Ce manuel vous fournira des instructions pour une utilisation efficace et sûre du produit. Veuillez le lire attentivement avant d'utiliser le produit et conservez-le dans un endroit sûr pour pouvoir le consulter ultérieurement. S'il arrivait que vous transmettiez le produit à d'autres personnes, ce manuel devrait être inclus.

1. Informations techniques


| | |
|--------------------|----------------------------|
| Affichage | LCD |
| Dimensions | 28 x 28 x 2,5 cm |
| Capacité de charge | 2,5-180 kg |
| Précision du poids | 0,1 kg |
| Alimentation | 2 piles AAA (non incluses) |

2. Consignes de sécurité

- Ne pas plonger dans l'eau.
- Assurez-vous que vos pieds sont secs avant de monter sur la balance.
- Ne vous tenez pas sur le bord de la balance et ne sautez pas dessus.
- Ne laissez pas tomber l'appareil et ne faites pas tomber d'objets dessus. Cela pourrait endommager les capteurs.
- Ne surchargez pas la balance (180 kg max).
- Placez l'appareil sur une surface dure, plane et sèche.
- N'essayez pas de réparer, de démonter ou de modifier le produit vous-même.

3. Description des pièces

1. Écran LCD
2. Pieds antidérapants
3. Bouton de contrôle
4. Compartiment à piles

**4. Mise en marche****Insertion des piles**

1. Retirez le couvercle du compartiment à piles situé à l'arrière de la balance.
2. Insérez 2 piles AAA, en respectant la polarité (+ et -).
3. Remettez le couvercle du compartiment à piles en place.

Remarque : une polarité incorrecte peut endommager les composants électroniques.

Utilisation de la balance corporelle

1. Placez la balance sur une surface dure, plane et sèche.
2. Montez légèrement sur la balance avec des pieds secs pour l'activer.
- Attendez que l'écran affiche 0,0 kg.
- Restez immobile pour obtenir une mesure précise.
3. La balance annonce et affiche votre poids.
4. Elle s'éteint automatiquement après environ 10 secondes.

Remarque :

- Pour obtenir les résultats le plus précis, pesez-vous tous les jours à la même heure.
- Réactivez également la balance pour la recalibrer si elle a été déplacée.

Bouton de contrôle

Activez la balance et appuyez sur le bouton de commande, situé à l'arrière de l'appareil pour :

• Changer la langue :

Anglais Néerlandais Français Allemand

En NL Fr DE

• Activer/désactiver le son : appuyez sur la touche et maintenez-la enfoncée pendant 3 secondes.

Voix et sons activés

on

Voix et sons désactivés

off

Indication d'erreur

Lorsqu'une erreur se produit, la balance émet un signal sonore et affiche les symboles suivants :

| | |
|----|--|
| LO | Les piles sont faibles. Veuillez remplacer les piles. |
| OL | La balance est surchargée. Veuillez descendre pour éviter d'endommager l'appareil. |

5. Élimination

Débarassez-vous du produit et des matériaux d'emballage conformément à la réglementation locale en vigueur. Ce produit est soumis aux dispositions de la directive européenne 2012/19/EU.



Le symbole de la poubelle barrée signifie que ce produit ne peut pas être éliminé avec les déchets ménagers usuels. Les équipements électroniques et électriques non compris dans le processus de tri sélectif sont potentiellement dangereux pour l'environnement et la santé humaine en raison de la présence de substances dangereuses. Veuillez les éliminer de manière responsable dans des centres approuvés de traitement ou recyclage des déchets.



Le marquage CE est une marque de certification qui indique la conformité aux normes de santé, de sécurité et de protection de l'environnement pour les produits vendus dans l'Union européenne. Le marquage CE est la déclaration du fabricant attestant que le produit est conforme aux exigences des directives CE applicables.



Le recyclage permet de réduire la consommation de ressources et l'impact sur l'environnement. Si vous souhaitez vous débarrasser de l'emballage, respectez la législation environnementale en vigueur dans votre pays.



Ce produit est recyclable. Il est soumis à la responsabilité élargie du fabricant et est collecté séparément.

DE

Vielen Dank, dass Sie unsere Waage mit Lautsprecherfunktion erworben haben. Die vorliegende Bedienungsanleitung enthält Anweisungen für den sicheren und effektiven Gebrauch des Produkts. Bitte lesen Sie die Anleitung vor dem Gebrauch sorgfältig durch und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen an einem sicheren Ort auf. Sollten Sie das Produkt jemals an andere weitergeben, sollte die vorliegende Bedienungsanleitung beiliegen.

1. Technische Daten


| | |
|-----------------|---|
| Anzeige | LCD |
| Produktgröße | 28 x 28 x 2,5 cm |
| Tragfähigkeit | 2,5-180 kg |
| Messgenauigkeit | 0,1 kg |
| Betriebsart | 2 x AAA-Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten) |

2. Sicherheitsanweisungen

- Nicht in Wasser tauchen.
- Die Füße müssen beim Betreten der Waage trocken sein.
- Stehen Sie nicht auf dem Rand der Waage und springen Sie nicht darauf.
- Lassen Sie die Waage nicht fallen und achten Sie darauf, dass keine Gegenstände darauf fallen. Dies könnte die Sensoren beschädigen.
- Überlasten Sie die Waage nicht (max. 180 kg).
- Stellen Sie die Waage auf einen stabilen, ebenen und trockenen Untergrund.
- Versuchen Sie nicht, das Produkt selbst zu reparieren, zu zerlegen oder zu verändern.

3. Beschreibung der Bauteile

1. LCD-Anzeige
2. Rutschfeste Standfüße
3. Steuertaste
4. Batterieabdeckung

**4. Betrieb****Einlegen der Batterien**

1. Entfernen Sie die Batterieabdeckung auf der Rückseite der Waage.
2. Legen Sie 2 x AAA-Batterien ein, achten Sie dabei auf die Ausrichtung (+ und -).
3. Bringen Sie die Batterieabdeckung wieder an.

Hinweis: Bei falscher Ausrichtung der Batterien (+/-) können elektronische Bauteile Schaden nehmen.

Verwendung der Personenwaage

1. Stellen Sie die Waage auf einen stabilen, ebenen und trockenen Untergrund.
2. Tippen Sie kurz mit trockenen Füßen auf die Waage, um sie zu aktivieren.- Warten Sie, bis die Anzeige 0,0 kg anzeigt.- Stehen Sie ruhig, um eine genaue Messung zu gewährleisten.
3. Die Waage gibt Ihr Gewicht akustisch wieder und zeigt es auf der Anzeige an.
4. Die Waage schaltet sich nach etwa 10 Sekunden automatisch ab.

Hinweis:

- Für präzise Messwerte sollten Sie sich jeden Tag zur gleichen Zeit wiegen.
- Schalten Sie die Waage zur Neukalibrierung ein, wenn sie bewegt wurde.

Steuertaste

Schalten Sie die Waage ein und drücken Sie die Steuertaste auf der Rückseite der Waage, um folgende Funktionen nutzen zu können:

• Sprache auswählen:

Englisch Niederländisch Französisch Deutsch

En NL Fr DE

• Audio ein-/ausschalten: 3 Sekunden lang gedrückt halten

Stimme und Geräusche eingeschaltet

on

Stimme und Geräusche ausgeschaltet

off

Fehleranzeige

Beim Auftreten eines Fehlers gibt die Waage einen Signalton von sich und es werden folgende Symbole angezeigt:

| | |
|----|--|
| LO | Die Batterieleistung ist schwach. Bitte tauschen Sie die Batterien aus. |
| OL | Die Waage ist überlastet. Bitte steigen Sie ab, um mögliche Schäden am Produkt zu vermeiden. |

5. Verwijdering

Gooi het artikel en de verpakkingsmaterialen weg in overeenstemming met de geldende plaatselijke voorschriften. Dit product is onderhevig aan de bepalingen van de Europese Richtlijn 2012/19/EU.



Het symbool van de doorgekruiste vuilniscontainer betekent dat dit product niet met het gewone huisvuil mag worden weggegooid. Elektronische en elektrische apparatuur die niet is opgenomen in het selectieve afvalsortering proces is potentieel gevaarlijk voor het milieu en de menselijke gezondheid vanwege de aanwezigheid van gevaarlijke stoffen. Voer deze op verantwoorde wijze af bij een erkend afvalverwerkings- of recyclingbedrijf.



De CE-markering is een certificatiemerk dat aangeeft dat producten die binnen de Europese Unie worden verkocht, voldoen aan de normen op het gebied van gezondheid, veiligheid en milieubescherming. De CE-markering is de verklaring van de fabrikant dat het product voldoet aan de eisen van de geldende EG-richtlijnen.



Recycling helpt om het verbruik van hulpbronnen te verminderen en de gevolgen voor het milieu te beperken. Als je de verpakking wilt weggooiën, voldoe dan aan de milieuwetgeving in je land.

Art. No.: 3231/3243 Not For Resale
 Batch. No.: 22519 Made in China
 Overschiestraat 63
 1062 XD Amsterdam
 The Netherlands
 info@silvergear.eu

www.silvergear.eu