

 SILVERGEAR

**EYE MASSAGER**

RELAX AND RECOVER



EN • Manual NL • Handleiding FR • Manuel d'utilisation DE • Handbuch

Thank you for purchasing the Silvergear Eye massager. This manual will provide instructions for effective and safe use of the device. Please read it carefully before use and store the manual in a safe place for future reference.

### 1. Package content

- Eye massager
- USB cable
- Manual

### 2. Technical data

Adapter: AC 100-240V DC 5V

Battery: 1200mAh

Weight: 375g

Belt Length: 38cm

Belt Width: 3.2cm

### 3. Safety instructions

- For intended use only, as described in this manual.
- Do not use while driving, walking or operating appliances.
- Do not place, store or use the product near water.
- Do not use the product in a hot or humid environment.
- Before use, remove contact lenses.
- Stop use immediately in case of irritation or pain.
- Not recommended for children, pregnant women, or patients with eye disease.
- Prior to use, consult your general practitioner in case of heart conditions, vascular disorders or high or low blood pressure.
- When undergoing treatment for any eye condition, consult your doctor prior to use.
- Do not attempt to repair, disassemble or alter the product yourself.

### 4. Description of parts

1. Power button

To turn the device ON / OFF and to switch between the different modes.

2. ⏮ -


Short press: play the previous song - Long press: turn the volume DOWN

3. ⏭ +

Short press: play the next song - Long press: turn the volume UP

4. Indicator light

5. Micro USB charging port



### Display:

- Bluetooth
- Music (plays/pause)
- Air pressure
- Vibration
- Hot compress
- Battery level



### 5. Operation Charging

Before first use, make sure you charge the device fully for 3-5 hours. Connect the Eye massager with the supplied USB cable to a power supply (computer / power bank / mains). The charging indicator light will glow red during charging. The Eye massager can be used for 8-10 sessions on a single charge.

### Using the Eye massager

First, remove contact lenses for safety and any earrings, hair pins etc. for more comfort.

1. Before use, unplug the device.
2. Press and hold the power button for 3 seconds to turn on the device. Bluetooth is automatically activated. Search on your mobile phone for the Eye massager (model: Eye Massager 2465) and make a connection.
3. Repeatedly press the power button to switch between these 5 modes:
  - Integrated mode (air pressure + vibration + hot compress + music)
  - Clear mode (air pressure + hot compress + music)
  - Sleeping mode (air pressure)
  - Vitality mode (air pressure + vibration + music)
  - Comfort mode (hot compress + music)
4. Press and hold the power button for 3 seconds to turn off the device. It also turns off automatically after 15 minutes.

### 6. Maintenance

Clean the device with a slightly damp towel and wipe it dry with a soft cloth. Store it in a dry, cool place away from direct sunlight.

**Note:** Do not use scouring pads or an abrasive detergent to clean the device.

### 7. Disposal



The crossed out wheeled bin symbol on this product is to remind you that electrical products should not be disposed of with household waste. Please dispose of it responsibly at an approved waste or recycling facility. Check with your local authority for recycling advice.



Dispose of all packaging materials in an environmentally friendly manner.



CE marking is a certification mark that indicates conformity with health, safety and environmental protection standards for products sold within the European Union. The CE marking is the manufacturer's declaration that the product meets the requirements of the applicable EC directives.

Dank u voor het aanschaffen van de Silvergear Oogmassage-apparaat. Deze handleiding bevat instructies voor een effectief en veilig gebruik van het apparaat. Lees deze voor gebruik zorgvuldig door en bewaar de handleiding op een veilige plaats voor toekomstig gebruik.

### 1. Inhoud pakket

- Oogmassage-apparaat
- Usb-kabel
- Handleiding



### 2. Technische gegevens


Adapter: AC 100-240V DC 5V  
 Batterij: 1200mAh  
 Gewicht: 375g  
 Bandlengte: 38cm  
 Bandbreedte: 3,2cm

### 3. Veiligheidsinstructies

- Alleen voor bestemd gebruik, zoals beschreven in deze handleiding.
- Niet gebruiken terwijl u autorijdt, loopt of apparaten bedient.
- Plaats, bewaar of gebruik het product niet in de buurt van water.
- Gebruik het product niet in een warme of vochtige omgeving.
- Verwijder contactlenzen voor gebruik.
- Stop het gebruik onmiddellijk bij irritatie of pijn.
- Niet aanbevolen voor kinderen, zwangere vrouwen of patiënten met oogandoeningen.
- Raadpleeg voor gebruik uw huisarts bij hartaandoeningen, vataandoeningen of hoge of lage bloeddruk.
- Raadpleeg voor gebruik uw arts als u een behandeling ondergaat voor een oogandoening.
- Probeer het product niet zelf te repareren, te demonteren of aan te passen.

### 4. Beschrijving van onderdelen

1. Aan-uitknop  
Om het apparaat aan en uit te zetten en om te schakelen tussen de verschillende standen.
2.  - Kort indrukken: het vorige nummer afspelen  
Lang indrukken: zet het volume lager
3.  & Kort indrukken: het volgende nummer afspelen  
Lang indrukken: het volume hoger zetten
4. Indicatielampje
5. Micro usb-oplaadpoort



### Display:

Bluetooth  
 Muziek (afspelen/pauzeren)  
 Compressie  
 Vibratie  
 Warme druk  
 Batterijniveau



### 5. Werking Opladen

Zorg ervoor dat u het apparaat voor het eerste gebruik 3-5 uur volledig oplaadt. Sluit het Oogmassage-apparaat met de meegeleverde usb-kabel aan op een energiebron (computer / powerbank / stroom). Het oplaadindicatielampje brandt rood tijdens het opladen. Het Oogmassage-apparaat kan voor 8-10 sessies worden gebruikt op een enkele lading.

### Gebruik Oogmassage-apparaat

Verwijder eerst contactlenzen voor de veiligheid en eventuele oorbellen, haarspelden enz. voor meer comfort.


1. Haal voor gebruik de stekker uit het stopcontact.
2. Houd de aan-uitknop 3 seconden ingedrukt om het apparaat aan te zetten. Bluetooth wordt automatisch geactiveerd. Zoek op je apparaat naar het Oogmassage-apparaat (model: Eye Massager 2465) en maak verbinding.
3. Druk herhaaldelijk op de aan-uitknop om tussen deze 5 standen te schakelen:
  - Geïntegreerde modus (compressie + vibratie + warme druk + muziek)
  - Clear modus (compressie + warme druk + muziek)
  - Slaapmodus (compressie)
  - Vitaliteitsmodus (compressie + vibratie + muziek)
  - Comfortmodus (warme druk + muziek)
4. Houd de aan-uitknop 3 seconden ingedrukt om het apparaat uit te zetten. Het wordt ook automatisch uitgeschakeld na 15 minuten.

### 6. Onderhoud

Reinig het apparaat met een ietwat vochtige handdoek en wrijf het droog met een zachte doek. Bewaar het op een droge, koele plaats uit direct zonlicht.

**Let op:** Gebruik geen schuurmiddelen of schuurmiddelen om het apparaat schoon te maken.

### 7. Verwijdering

 Het symbool van de doorgekruiste vuilnisbak op dit product herinnert u eraan dat elektrische producten niet bij het huishoudelijk afval horen. Deponeer het op een verantwoorde manier bij een erkend afval- of recyclingbedrijf. Neem contact op met uw plaatselijke overheid voor advies over recycling.



Voer alle verpakkingsmaterialen op een milieuvriendelijke manier af.



CE-markering is een certificeringsmerkteken dat aangeeft dat het product voldoet aan de gezondheids-, veiligheids- en milieunormen voor producten die binnen de Europese Unie worden verkocht. De CE-markering is de verklaring van de fabrikant dat het product voldoet aan de eisen van de toepasselijke EG-richtlijnen.



Overschiestraat 63  
1062 XD Amsterdam  
The Netherlands  
[info@silvergear.eu](mailto:info@silvergear.eu)  
Made in China

**Not for resale**



Art. no.: 2465

Batch no.: 21625

Merci d'avoir acheté le Masseur oculaire Silvergear. Dans ce manuel vous trouverez des instructions pour utiliser ce appareil efficacement et sans danger. Veuillez le lire attentivement avant d'utiliser l'appareil et conservez ce manuel dans un endroit sûr pour référence future.

### 1. Contenu de l'emballage

- Masseur oculaire
- Câble USB
- Manuel

### 2. Caractéristiques techniques

Adaptateur : AC 100-240V DC 5V

Batterie : 1200mAh

Poids : 375g

Longueur bande élastique réglable : 38cm

Largeur bande élastique réglable : 3,2cm


### 3. Consignes de sécurité

- Pour l'usage prévu uniquement, comme décrit dans ce manuel.
- Ne pas utiliser en conduisant, en marchant ou en utilisant des appareils.
- Ne placez pas, ne stockez pas et n'utilisez pas le produit à proximité de l'eau.
- N'utilisez pas le produit dans un environnement chaud ou humide.
- Avant utilisation, retirez les lentilles de contact.
- Arrêtez immédiatement l'utilisation en cas d'irritation ou de douleur.
- Déconseillé aux enfants, aux femmes enceintes ou aux patients souffrant de maladies oculaires.
- Avant utilisation, consultez votre médecin généraliste en cas de troubles cardiaques, de troubles vasculaires, d'hypertension ou d'hypotension artérielle.
- Si vous avez été traité(e) ou êtes actuellement traité(e) pour une affection oculaire, consultez votre médecin avant l'utilisation.
- Ne tentez pas de réparer, de démonter ou de modifier vous-même l'appareil.


### 4. Description des pièces

1. Bouton d'alimentation

Pour allumer / éteindre l'appareil et basculer entre les différents modes.

2.  - Appui court : pour passer à la chanson précédente


Appui long : baisser le volume

3.  + Appui court : passer à la chanson suivante

Appui long : augmenter le volume

4. Témoin lumineux

5. Port de chargement micro USB



### Affichage :

- Musique (Lecture / Pause)
- Pression d'air
- Vibration
- Compresse chaude
- Niveau de charge de la batterie



### 5. Fonctionnement

#### Mise en charge

Avant la première utilisation, assurez-vous de charger complètement l'appareil pendant 3-5 heures. Connectez le masseur oculaire avec le câble USB fourni à une alimentation (ordinateur / batterie externe / secteur). Le voyant de charge s'allumera en rouge pendant la charge. L'autonomie de la batterie est d'environ 8 à 10 séances.

#### Utilisation du masseur oculaire

Tout d'abord, retirez les lentilles de contact pour plus de sécurité et retirez les boucles d'oreilles, les épingles à cheveux, etc. pour plus de confort.


1. Avant utilisation, débranchez l'appareil.
2. Appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes pour allumer l'appareil. Le Bluetooth est automatiquement activé. Recherchez sur votre appareil le masseur oculaire (modèle : Eye Massager 2465) et établissez une connexion.
3. Appuyez plusieurs fois sur le bouton d'alimentation pour basculer entre ces 5 modes :
  - Mode intégré (pression d'air + vibration + compresse chaude + musique)
  - Mode clair (pression d'air + compresse chaude + musique)
  - Mode veille (pression d'air)
  - Mode vitalité (pression d'air + vibration + musique)
  - Mode confort (compresse chaude + musique)
4. Appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes pour éteindre l'appareil. Il s'éteint également automatiquement après 15 minutes.

### 6. Entretien

Nettoyez l'appareil avec une serviette légèrement humide et essuyez-le avec un chiffon doux. Conservez-le dans un endroit sec et frais à l'abri de la lumière directe du soleil.

**Remarque :** N'utilisez pas de tampons à récurer ou de produits abrasifs pour nettoyer l'appareil.

### 7. Élimination

 Le symbole de la poubelle barrée sur ce produit a pour but de vous rappeler que les produits électriques ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Veuillez les éliminer de manière responsable dans un centre de traitement des déchets ou de recyclage agréé. Renseignez-vous auprès de votre autorité locale pour obtenir des conseils sur le recyclage.



Éliminez tous les matériaux d'emballage de manière écologique.



Le marquage CE est une marque de certification qui indique la conformité aux normes de santé, de sécurité et de protection de l'environnement pour les produits vendus dans l'Union européenne. Le marquage CE est la déclaration du fabricant selon laquelle le produit répond aux exigences des directives CE applicables.

Vielen Dank, dass Sie sich für das Silvergear Augenmassagegerät entschieden haben. Dieses Handbuch enthält Anweisungen zur effektiven und sicheren Verwendung des Geräts. Bitte lesen Sie es vor Gebrauch sorgfältig durch und bewahren Sie das Handbuch an einem sicheren Ort auf, damit Sie später darauf zurückgreifen können.

### 1. Paketinhalt

- Augenmassagegerät
- USB-Kabel
- Handbuch

### 2. Technische Daten

Adapter: AC 100-240V DC 5V

Batterie: 1200mAh

Gewicht: 375g

Gürtellänge: 38 cm

Gürtelbreite: 3,2 cm

### 3. Sicherheitshinweise


- Nur für den bestimmungsgemäßen Gebrauch, wie in diesem Handbuch beschrieben.
- Nicht beim Fahren, Gehen oder Bedienen von Geräten verwenden.
- Stellen, lagern oder verwenden Sie das Produkt nicht in der Nähe von Wasser.
- Verwenden Sie das Produkt nicht in einer heißen oder feuchten Umgebung.
- Nehmen Sie vor dem Gebrauch die Kontaktlinsen heraus.
- Brechen Sie die Anwendung sofort ab, wenn Sie Reizungen oder Schmerzen verspüren.
- Nicht empfehlen für Kinder, schwangere Frauen oder Patienten mit Augenerkrankungen.
- Konsultieren Sie vor der Anwendung Ihren Hausarzt im Falle von Herzerkrankungen, Gefäßstörungen oder hohem oder niedrigem Blutdruck.
- Wenn Sie sich wegen einer Augenerkrankung in Behandlung befinden, konsultieren Sie vor der Anwendung Ihren Arzt.
- Versuchen Sie nicht, das Produkt selbst zu reparieren, zu zerlegen oder zu verändern.

### 4. Beschreibung der Teile

#### 1. Netzschalter

Ein- und Ausschalten des Geräts und Umschalten zwischen den verschiedenen Modi.

1. Kurz drücken: Spielen Sie das vorherige Lied  
Langes Drücken: Drehen Sie die Lautstärke herunter
2. Kurz drücken: Spielen Sie das nächste Lied  
Langes Drücken: Drehen Sie die Lautstärke auf
3. Kontrollleuchte
4. Micro-USB-Ladeanschluss



### Anzeige:

Bluetooth  
Musik (Wiedergabe / Pause)  
Druckluft  
Vibration  
Heiße Komresse  
Batteriestand



### 5. Betrieb

#### Aufladen

Laden Sie das Gerät vor dem ersten Gebrauch unbedingt 3-5 Stunden lang vollständig auf. Schließen Sie das Augenmassagegerät mit dem mitgelieferten USB-Kabel an eine Stromversorgung (Computer / Powerbank / Netz) an. Die Ladekontrollleuchte leuchtet während des Ladevorgangs rot. Das Augenmassagegerät kann mit einer einzigen Ladung für 8-10 Sitzungen verwendet werden.

#### Verwenden des Augenmassagegeräts

Entfernen Sie zuerst die Kontaktlinsen zur Sicherheit und alle Ohringe, Haarnadeln usw. für mehr Komfort.

1. Ziehen Sie vor der Verwendung den Netzstecker des Geräts.
2. Halten Sie die Einschalttaste 3 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät einzuschalten. Bluetooth wird automatisch aktiviert. Suchen Sie auf Ihrem Gerät nach dem Augenmassagegerät (Modell: Eye Massager 2465) und stellen Sie eine Verbindung her.
3. Drücken Sie wiederholt die Einschalttaste, um zwischen diesen 5 Modi zu wechseln:
  - Integrierter Modus (Luftdruck + Vibration + heiße Komresse + Musik)
  - Löschmodus (Luftdruck + heiße Komresse + Musik)
  - Schlafmodus (Luftdruck)
  - Vitalitätsmodus (Luftdruck + Vibration + Musik)
  - Komfortmodus (heiße Komresse + Musik)
4. Halten Sie die Einschalttaste 3 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät auszuschalten. Es schaltet sich auch nach 15 Minuten automatisch aus.

### 6. Wartung

Reinigen Sie das Gerät mit einem leicht feuchten Handtuch und wischen Sie es mit einem weichen Tuch trocken. Bewahren Sie es an einem trockenen, kühlen Ort ohne direkte Sonneneinstrahlung auf.

**Hinweis:** Verwenden Sie zum Reinigen des Geräts keine Scheuerschwämme oder Scheuermittel.

### 7. Entsorgung



Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf diesem Produkt soll Sie daran erinnern, dass elektrische Produkte nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden dürfen. Bitte entsorgen Sie sie verantwortungsbewusst bei einer zugelassenen Abfall- oder Recyclinganlage. Erkundigen Sie sich bei Ihrer örtlichen Behörde nach Recycling-Hinweisen.



Entsorgen Sie alle Verpackungsmaterialien umweltfreundlich.



Die CE-Kennzeichnung ist ein Zertifizierungszeichen, das die Konformität mit den Gesundheits-, Sicherheits- und Umweltschutzstandards für Produkte anzeigt, die innerhalb der Europäischen Union verkauft werden. Die CE-Kennzeichnung ist die Erklärung des Herstellers, dass das Produkt den Anforderungen der geltenden EG-Richtlinien entspricht.